

|                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | Hôpital Bicêtre                    | <b>Procédure</b><br><b>Réf : smq-reference</b>                                                                  |
|                                                                                                                                                                        | COLECTOMIE DROITE PAR COELIOSCOPIE | Version : 1<br>Date d'application : smq-dateapplication<br>Date de fin de validité : smq-limval<br>Page 1 sur 5 |

|             | NOM, FONCTION    | DATE               |
|-------------|------------------|--------------------|
| RÉDACTION   |                  | Date de rédaction  |
| VALIDATION  |                  | Date de validation |
| APPROBATION | SMQ-APPROBATEURS | Date d'approbation |

Groupe de travail :

Principales modifications par rapport à la version précédente : smq-objet-modif

## 1. OBJET

Cette fiche décrit la procédure et le matériel nécessaire lors colectomie droite par coelioscopie.

## 2. DOMAINE D'APPLICATION

Cette procédure s'applique au bloc opératoire commun du CHU de Bicêtre.

## 3. RESPONSABILITÉS/ PERSONNES CONCERNÉES

IBODE, IDE, EIBODE, chirurgiens, internes en chirurgie, externes.

## 4. DESCRIPTION

### Définition :

La **colectomie droite par coelioscopie** est une **intervention chirurgicale digestive mini-invasive** consistant à réaliser l'**exérèse du côlon droit** (caecum, côlon ascendant ± angle colique droit), par **voie laparoscopique**, le plus souvent pour une **pathologie tumorale ou inflammatoire**, avec **rétablissement de la continuité digestive**.

### But :

- Traitement **curatif carcinologique** des cancers du côlon droit
- Traitement des pathologies bénignes compliquées (maladie inflammatoire, ischémie, volvulus, complications appendiculaires)
- Réaliser une **exérèse complète avec curage ganglionnaire adapté**
- Bénéficier des avantages de la **chirurgie mini-invasive**

### Principe :

Temps d'installation et d'abord

- Décubitus dorsal, bras le long du corps
- open coelio et mise en place d'un trocar de 11

- Pneumopéritoine
- Mise en place de **3 à 4** trocars

#### Temps de dissection

- Exploration abdominale
- Repérage et ligature des **vaisseaux iléo-coliques** ± coliques droits
- Décollement du côlon droit selon le **plan de Toldt**
- Libération de l'angle colique droit

#### Temps de résection

- Section de l'iléon terminal et du côlon transverse
- Exérèse en bloc du côlon droit et de son mésocôlon

#### Rétablissement de continuité **Temps septique**

- Anastomose **iléocolique** :
  - intracorporelle ou extracorporelle
  - mécanique ou manuelle


#### Fin d'intervention


- Extraction de la pièce (mini-laparotomie protégée)
- Contrôle de l'hémostase

#### Fermeture des orifices de trocars **Temps Aseptique**

#### Avantages de la coelioscopie

- Diminution des douleurs postopératoires
- Récupération digestive plus rapide
- Séjour hospitalier réduit
- Résultats oncologiques équivalents à la chirurgie ouverte





### **Installation :**

Patient installé en décubitus dorsal (avec mise en place de jambières en cas de maladie de Crohn), bras gauche le long du corps, sur matelas antiglis, la colonne vidéo positionnée à droite.

### **Matériel :**

Mobile : 2 grandes tables 1 petite table 1 table mayo

Techniques : Colonne vidéo. GHF

Installation : Table opératoire, jambières +/-, gélouses



**Prévoir le matériel pour la conversion (cf fiche)**

## DMRS

### 1 er temps opératoire

|                                |
|--------------------------------|
| Boite coelio                   |
| Optique 0° ou 30°              |
| Pince fenêtrée mors long       |
| Pince à clips Hem-o-Lok dorée  |
| matériel pour sondage urinaire |
| PAM Harmonic                   |

### 2 eme temps opératoire

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Boite Appendicite « colon sous coelio » |
|-----------------------------------------|

## Consommables : DM & DMS

### 1 er temps opératoire **avec** maladie de Crohn

|                   |
|-------------------|
| Pack coelioscopie |
|-------------------|

### 1 er temps opératoire **sans** maladie de Crohn

|                |                     |                 |
|----------------|---------------------|-----------------|
| Pack universel | Poche à instruments | Champs de table |
|----------------|---------------------|-----------------|

### 1 er temps opératoire matériel commun

|                      |                       |                   |                        |
|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| Casaques             | Aspiration coelio Ø 5 | Compressees RX    | Poignée de scialytique |
| Plateau badigeon     | Trocarts Ø 5          | Champs abdominaux | Lame 11                |
| Electrode active     | Trocarts Ø 10         | Compressees NT    | Cupule                 |
| Housse caméra        | Clip Hem-o-lock       | Electrode neutre  | Matériel de sondage    |
| Tuyau d'insufflation | Sonde urinaire        |                   | Pince Harmonic         |

2 eme temps opératoire

|               |                               |                           |                   |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Grande cupule | Suture automatique type GIA75 | Compresses RX             | Champs abdominaux |
| Lames 23      | Suture automatique type TA 90 | Ecarteur d'Alexis® coelio |                   |

**Pharmacie :**

**Bétadine jaune**

**Bétadine rouge**

**Gel xylocaïne**

**Eau PPI**

**Sérum physiologique**

**Examen :**

**Anatomo-pathologie**